


## 在线分析仪

# TESTOMAT ECO®

### 型号

### Testomat ECO®



**Testomat ECO®** 分析仪通过滴定全自动测定水质硬度。与 Testomat 2000® 相比，该分析仪可视为其成本低的理想备选方案，适用于水处理、水掺和饮用水设备的水质检测和控制。

#### 性能:

- 用于显示文字的双行液晶显示器，不言自明的菜单式用户界面
- 可设置的硬度单位为 °dH, °f, ppm CaCO<sub>3</sub>, mmol/l
- 通过柱塞式计量泵进行极其准确的滴定
- 可靠以及只需要很少维护的运行
- 只消耗极少的指示剂和水
- 两个可设置的极限值，带有可编程的开关功能
- 启动分析：
  - 自动的周期性间歇运行（0至99分钟）
  - 取决于水量（接触式水表）
- 监督分析过程，若出现功能故障会发出出错报告
- 从外部阻止分析“STOP”
- 500 毫升指示剂储备量，用于较长的运行时间
- 0/4 至 20 毫安模拟输出端，用于连接记录仪
- 带有国际语言选项的菜单

D	= 德语	PL	= 波兰语
GB	= 英语	E	= 西班牙语
F	= 法语	I	= 意大利语
NL	= 荷兰语		

#### 技术参数:

功率消耗:	最高 30 伏安
防护等级:	IP 65
环境温度:	10–45 摄氏度
水温:	10–40 摄氏度
工作压力:	0.3–8 巴
重量:	约 9.0 公斤
尺寸（宽 x 高 x 厚）:	380 x 480 x 280 毫米

**测量范围:** 0.05-25 °dH 水质硬度

德国 Heyl 兄弟新型水处理销售有限公司

Gebr. Heyl Vertriebsgesellschaft für innovative Wasseraufbereitung mbH  
[www.hey-vertreib.de](http://www.hey-vertreib.de) / [www.neomeris.de](http://www.neomeris.de)

## 指示剂 / 试剂

## TESTOMAT 2000®/TESTOMAT ECO®/TITROMAT®

型号

订购号

## Testomat 2000®/ Testomat ECO® 指示剂

## 选项表 1:

## Testomat 2000®/ Testomat ECO® 指示剂 (500 毫升瓶装):

Testomat 2000®, Testomat 2000® CAL, Testomat 2000® DUO, Testomat 2000® V, Testomat ECO®



指示剂型号	单位 °dH (分辨率)	°f (分辨率)	ppm CaCO <sub>3</sub> (分辨率)	mmol/l (分辨率)	
TH 2005	0.05–0.50 (0.01)	0.09–0.89 (0.02)	0.89–8.93 (0.2)	0.01–0.09 (0.01)	152005
TH 2025	0.25–2.50 (0.05)	0.45–4.48 (0.10)	4.48–44.8 (0.9)	0.04–0.45 (0.01)	152025
TH 2100	1.00–10.00 (0.20)	1.79–17.9 (0.40)	17.9–179 (3.8)	0.18–1.79 (0.04)	152100
TH 2250	2.50–25.00 (0.20)	4.48–44.8 (0.40)	44.8–448 (3.8)	0.45–4.48 (0.04)	152250
TC 2050	0.50–5.00 (0.50)	0.90–8.96 (0.90)	8.9–89.5 (8.9)	0.18–1.79 (0.18)	153050
TC 2100	1.00–20.00 (1.00)	1.79–35.8 (1.79)	18–358 (18)	0.36–7.14 (0.36)	153100
TM 2005				0.05–0.50 (0.01)	154005
TP 2010				0.1–1.5 (0.10)	155010
TP 2100				1–15.0 (1.00)	155100
TH 2005 (2 x 100 ml)	0.05–0.50 (0.01)	0.09–0.89 (0.02)	0.89–8.93 (0.2)	0.01–0.09 (0.01)	151005

水质硬度 (TH)、碳酸盐硬度 (TC)、负的 m 值 (TM)、p 值 (TP)

## 选项表 2:

## Testomat 2000® 试剂 / 清洗剂 (500 毫升瓶装)

 Testomat 2000® Antox (100 毫升), Testomat 2000® CLF, Testomat 2000® CLT, Testomat 2000® CrVI,  
 Testomat 2000® Fe, Testomat 2000 THCL®, Testomat 2000® SO<sub>3</sub>, Testomat 2000® S8 plus


试剂类型	测试物质	T2000	测量范围 [mg/l]	
CL 2250 A	总氯 + 游离氯	CL T + CL F	0 – 2.5	156230
CL 2250 B	总氯 + 游离氯	CL T + CL F	0 – 2.5	156231
CL 2250 C	总氯	CL T	0 – 2.5	156232
氯试剂套装 T	总氯 + 游离氯	CL T + CL F	0 – 2.5	156235
CrVI 2100 A	铬酸根 CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 或 六价铬	CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> Cr VI	0 – 2.0 0 – 1.0	156220
CrVI2100B	铬酸根 CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 或 六价铬	CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> Cr VI	0 – 2.0 0 – 1.0	156221
FE 2005 A	溶解的二价铁和三价铁	Fe	0 – 1.0	156250
FE 2005 B	溶解的二价铁和三价铁	Fe	0 – 1.0	156251
SO <sub>3</sub> 试剂 A	亚硫酸根	SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	0 – 20	156240
SO <sub>3</sub> 试剂 B	亚硫酸根	SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	0 – 20	156241
S8 plus 清洗剂				151105